

Trzewiki Dziecięce JULEX-Orto 2235-02



Kod	2235-02
Typ	Trzewiki
Kategoria	Obuwie Ortopedyczne Dziecięce
Rozmiary	20 - 30
Podeszwa	PU
Cholewka	skóra
Wkładka	Mikrofibra



Cholewka
skórzana



Oddychające
materiały



Profilowana
wkładka



Przeciwzapacho
we



Towar na
zamówienie



Wymienna
wkładka



Wyściółka z
mikrofibry

Opis

Na długie wycieczki i krótkie spacerzy – trzewiki profilaktyczne JULEX-Orto to najlepszy wybór obuwia dla Twojego dziecka. Nowoczesne oddychające materiały, nie alergizujące wyściółki oraz wkładki pokryte innowacyjną mikrofibra dają wysoki komfort noszenia. Obuwie zostało zaprojektowane i stworzone tak, aby każdy krok był pewny i stabilny. Usztywniony zapętek i regulacja tęgłości sprawia, że obuwie będzie dobrze dopasowane do stopy. Wkładki posiadają uniesienie łuku podłużnego wspomagające utrzymanie stopy w prawidłowej pozycji.

Branże

Kolekcja