

## Obuwie Ochronne dla Diabetyków 7348D-042



|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Kod         | <b>7348D-042</b>                           |
| Typ         | Półbuty                                    |
| Kategoria   | Obuwie dla diabetyków, Obuwie na RZS       |
| Rozmiary    | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
| Kolory      | biały, czarny, brązowy, niebieski          |
| Certyfikaty | CE                                         |



Amortyzacja  
pięty



Antypoślizgowa  
podeszwa



CE



Cholewka z  
Microfibry



Damskie



Metalowy  
podnosek



Męskie



Mikrofibra



Oddychające  
materiały



Podeszwa  
syntetyczna



Profilowana  
wkładka



Przeciwzapacho  
we



Regulacja  
tęgości

### Opis

**OBUWIE OCHRONNE MIAROWE NA STOPE CUKRZYCOWĄ** Buty wykonywane są na miarę, z indywidualnie dopasowaną wkładką ortopedyczną oraz wzmocnionym, metalowym noskiem ochronnym. To połączenie bezpieczeństwa, komfortu i profilaktyki w jednym modelu. **ZALETY PRODUKTU** ■ Obuwie miarowe – idealne dopasowanie do stopy pacjenta ■ Wkładka korekcyjna – odciążenie newralgicznych punktów i wsparcie biomechaniki chodu ■ odporność na detergenty, ciecze, słoną wodę, kwas mlekowy ■ Metalowy nosek ochronny – zabezpieczenie przed urazami w miejscu pracy ■ Bezuciskowa konstrukcja – minimalizuje ryzyko otarć i podrażnień ■ Oddychające, higieniczne materiały – dla lepszej wentylacji i ochrony skóry Obuwie dedykowane dla pracowników z zespołem stopy cukrzycowej, wymagających zarówno ochrony BHP, jak i indywidualnego wsparcia ortopedycznego. Idealne m.in. dla przemysłu lekkiego, spożywczego i logistycznego.

### Branże

### Kolekcja